

Elastosam[®]

bomba elastomérica





Elastosam[®]

bomba elastomérica

Dispositivo portátil, de uso único, para infusão contínua e controlada de medicamentos, seja no ambiente hospitalar ou ambulatorial.

Aplicações

- Indicado para uma ampla variedade de medicamentos, incluindo quimioterápicos, antibióticos, analgésicos, entre outros.
- Disponível em várias combinações de volumes e taxas de infusão.

Apresentações de **100 mL e 275 mL**

com opções de 50 mL, 60 mL, 120 mL, 200 mL, 240 mL e 250 mL*

Taxas de infusão basal de **2 mL/h ou 5 mL/h**

com opções de 1 mL/h a 275 mL/h*

Em conformidade com a **Norma ISO 28620****

Livre de **DEHP**



Dispositivo de
**Extração de
Líquido**




Filtro Móvel
para preenchimento
do infusor

*sob consulta

**ISO 28620:2020 Medical devices – Non-electrically driven portable infusion devices.

Qualidade de vida, Mobilidade e Conforto

Características



CÓDIGO SAMTRONIC	VOLUME	VAZÃO	APRESENTAÇÃO
EE130100	275 mL	2,0 mL/h	5 unidades
EE130200	275 mL	5,0 mL/h	5 unidades
EE130300	100 mL	2,0 mL/h	10 unidades

Acessórios: etiqueta de identificação, alça e bolsa de transporte

*Consulte para outras opções de volumes e vazões.



www.samtronic.com.br
contato.sp@samtronic.com.br



Acesse
o canal
do **YouTube**
da Samtronic

MATRIZ:

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL:

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP
Fone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE
Fone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedades da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.

 [samtronicbrasil](#)

 [samtronicbrasil](#)

 [samtronicbrasil](#)

Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913

Anvisa: 10188530066