

# Infusam<sup>®</sup>



Dispositivo de uso único, projetado para infusão contínua e controlada de medicamentos, oferecendo uma administração segura e precisa.

Permite ao paciente um tratamento ambulatorial preservando sua qualidade de vida, conforto e mobilidade



**Mecanismo de extração de líquido.**



**Escala volumétrica acompanhamento da infusão.**

Artefato compacto, de uso único e fácil de usar, projetado para fornecer uma infusão contínua e precisa de medicamentos em ambientes hospitalares, residenciais ou mesmo durante atividades diárias.

Esse dispositivo oferece a flexibilidade e a comodidade necessárias para pacientes em tratamento, mesmo em ambientes não convencionais.



# Aplicações

Eficiente em uma vasta gama de medicamentos, incluindo quimioterapia, antibióticos, analgésicos, entre outros.

Disponível em diversas combinações de volumes e taxas de infusão, suportando diversas necessidades clínicas.

Apresentações de **100 mL** e **275 mL**  
com opções de 60 mL, 100 mL, 150 mL e 275 mL - Sob consulta


Taxas de infusão basal de **2 mL/h** ou **5 mL/h**  
com opções de 1 mL/h a 275 mL/h - Sob consulta

Em conformidade com a **Norma ISO 28620\***

# Características

| CÓDIGO   | MODELO                            | REGISTRO    |
|----------|-----------------------------------|-------------|
| EE135300 | Bomba Infusam Basal 100mL 2.0mL/h | 10188539011 |
| EE135700 | Bomba Infusam Basal 275mL 2.0mL/h | 10188539011 |
| EE135800 | Bomba Infusam Basal 275mL 5.0mL/h | 10188539011 |

Consulte para outras opções de volumes e vazões.



\*ISO 28620: 2020 Medical devices - Non-electrically driven portable infusion devices.

 **Samtronic**

samtronic.com.br  
sac@samtronic.com.br

 samtronicoficial

MATRIZ:  
R. Venda da Esperança, 162,  
Bairro Socorro, São Paulo, SP  
Telefone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL:  
R. das Indústrias, 334,  
Distrito Industrial IV,  
Bragança Paulista, SP  
Telefone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:  
R. Domingos Jorge, 261,  
Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP  
Telefone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:  
Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B,  
Cabo de Santo Agostinho, PE  
Telefone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão cadastrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com o local. Contate a Samtronic ou um representante autorizado para obter mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedade da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.